

HUTH

Lederhandschuhe nach Maß
Orthopädische Handschuhe
Tel.: 0931 / 870036
Fax: 0931 / 8807800
Email: info@handschuhwerkstatt.de

Firmenanschrift:

Gerlinde Ballin-Huth
Handschuhmachermeisterin
Voglerstr. 15
97074 Würzburg

Kommission:

Beruf:

Bestellung:

Datum:

Menge: Paar Stück rechts Stück links

Farbe: schwarz dunkelbraun dunkelgrau nach Wahl

Arbeitshandschuh:

Prothesen-/ Ausgehhandschuh:

Leder: Ziegenleder
 starkes Nappaleder
 Wildleder

Leder: Nappaleder
 Peccaryleder
 Wildleder

Naht: Außenlascher
 Innenlascher

Naht: Linksnaht
 Steppnaht
 Handnaht

Verschluss:


<input type="checkbox"/> Schlüpfper	<input type="checkbox"/> Keil und Riegel	<input type="checkbox"/> Druckknopf
<input type="checkbox"/> Klettverschluss	<input type="checkbox"/> Reißverschluss	<input type="checkbox"/> Gummizug

Futter: ungefütert
 Seidenfutter
 Strickfutter
 Baumwollfutter
 Lammfell
 Rehleder

Wichtig: Maßblatt in Originalgröße nicht vergessen!

Hinweise zur Maßabnahme für **orthopädische** Handschuhe

1. Legen Sie die verletzte Hand (soweit möglich mit gespreizten Fingern) auf ein DIN A4-Blatt und fahren Sie mit einem Stift die Umrise der Hand nach.
Wichtig: Halten Sie den Stift dabei senkrecht !
2. Messen Sie mit einem cm-Maßband den Umfang des Handtellers.
(siehe Zeichnung Punkt 1)
Wichtig: Ohne Daumen über die Fingerknöchel messen !
3. Geben Sie zusätzlich die Länge der Innenseite des Daumens und der Finger (Punkt 2-6) in cm,mm an.
4. Geben Sie auf der Rückseite des Blattes die Maße und Umrise **der gesunden Hand ebenfalls** an.
5. Falls vorhanden - alte, aber nur gut passende Handschuhe als Muster mitsenden
6. Bei extremen Deformitäten ist die Anfertigung und Mitlieferung eines Gipsmodells zu empfehlen.



Wichtig! Maßblatt nicht vergessen !